



ОРТОМОДА[®]

НАСТОЯЩАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

КАТАЛОГ ДЕТСКОЙ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ РУЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

2020



Содержание

1. Обувь ортопедическая ручного изготовления

- 1.1 Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки 5
- 1.2 ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, обувь на гипсовый слепок 16
- 1.3 Обувь на ортез/ протез/ аппарат/ тугор 27

2. Правила снятия мерок

ДЕТСКАЯ ОБУВЬ

СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ
НА СТОПЕ - ВЕЛКРО

МЯГКИЙ КАНТ

ГИБКАЯ
ПОДОШВА

НАТУРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ВЫСОКИЙ ЗАДНИК

ЖЁСТКИЙ БЕРЕЦ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
СТЕЛЬКА



Обувь фиксирует в анатомо-функциональном положении стопу ребенка, максимальная коррекция сохраняется во время движения, что помогает сформировать правильный стереотип ходьбы.

Обувь имеет жесткий берез, профилактическую стельку, широкую раскрываемость.

Обеспечивает удобство при обувании, широкий мягкий кант обеспечивает комфортное и плотное прилегание к стопе. Специально разработанная подошва оригинального дизайна с каблуком Томаса.



Обувь ортопедическая ручного изготовления

Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки



Артикул: **2154**

Вид обуви: туфли

Высота обуви: 6.5 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Размерный ряд: 19-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная



Артикул: **2191**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 9 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: текстиль/нат.кожа

Способ фиксации на стопе: шнурки+"велькро"

Подошва: ТЭП 36-40

микропористая резина 33-40

Раскрываемость:

- широкая
(по модели)
- хирургическая

Обувь ортопедическая ручного изготовления



Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки

Артикул: **2205**

Вид обуви: туфли

Высота обуви: 7.5 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Размерный ряд: 19-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная
(по модели)



Обувь ортопедическая ручного изготовления

Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки



Артикул: **2129**

Вид обуви: сандалии

Высота обуви: 7 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: пряжки+“велкро”

Размерный ряд: 19-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- хирургическая
(по модели)



Плоскостопие

Обувь ортопедическая ручного изготовления



Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки

Артикул: **2142**

Вид обуви: сандалии

Высота обуви: 9 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Размерный ряд: 18-26

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- шире обычной
(по модели)



Обувь ортопедическая ручного изготовления

Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки



Артикул: **2136**

Вид обуви: полуботинки

Высота обуви: 6 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Размерный ряд: 19-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- шире обычной



Обувь ортопедическая ручного изготовления



Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки



Артикул: **2138**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 15 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа, байка

Способ фиксации на стопе: шнурки+“велькро”

Размерный ряд: 36-41

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- широкая
- шире обычной (по модели)
- хирургическая



Обувь ортопедическая ручного изготовления

Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки



Артикул: **2152**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 10 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа, байка

Способ фиксации на стопе: шнурки, 2 молнии

Размерный ряд: 19-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- широкая
- шире обычной
(по модели)



Обувь ортопедическая ручного изготовления



Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки

Артикул: **21189**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 12 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: байка, нат. мех

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Размерный ряд: 23-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной



Обувь ортопедическая ручного изготовления

Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки



Артикул: **2130**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 12 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: мех, байка

Способ фиксации на стопе: велькро

Размерный ряд: 33-39

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной



Обувь ортопедическая ручного изготовления



Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки



Артикул: **2184**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 13 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: байка, нат. мех

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Размерный ряд: 33-39

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной
- хирургическая



Обувь ортопедическая ручного изготовления

Плоскостопие, профилактика плоско-вальгусной стопы, укорочение нижней конечности без высокой жесткой поддержки, разная длина стоп без высокой жесткой поддержки



Артикул: **41171**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 13 см

Материал верха: войлок

Материал подкладки: нат. мех

Способ фиксации на стопе: велькро

Размерный ряд: 23-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной
- хирургическая



Артикул: **2177**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 13 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: байка, нат. мех

Способ фиксации на стопе: шнурки, 2 молнии

Размерный ряд: 33-39

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная
- широкая
- шире обычной

Обувь ортопедическая ручного изготовления



ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок

Артикул: **2183**

Вид обуви: сандалии

Высота обуви: 14 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Подошва: ТЭП 23-32

микропористая резина 33-41

Раскрываемость:

- хирургическая (по модели)



Обувь ортопедическая ручного изготовления

ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок



Артикул: **21115**

Вид обуви: сандалии

Высота обуви: 16,5 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Подошва: ТЭП 19-32

микропористая резина 33-41

Раскрываемость:

- хирургическая (по модели)



Артикул: **2130**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 13 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: байка, нат. мех

Способ фиксации на стопе: шнурки, 2 молнии

Размерный ряд: 33-39

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной
- хирургическая

Обувь ортопедическая ручного изготовления



ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок

Артикул: **2111**

Вид обуви: сандалии

Высота обуви: 16 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Подошва: ТЭП 36-40

микропористая резина 33-40

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- шире обычной



Обувь ортопедическая ручного изготовления

ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок



Артикул: **2194**

Вид обуви: ботинки летние

Высота обуви: 12 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: шнурки+“велькро”

Размерный ряд: 19-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- хирургическая (по модели)



Артикул: **2139**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 13 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: велькро

Размерный ряд: 23-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- хирургическая (по модели)

Обувь ортопедическая ручного изготовления



ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок

Артикул: **2138**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 15 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа, байка

Способ фиксации на стопе: шнурки+“велькро”

Размерный ряд: 36-41

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

(по модели)

- хирургическая



Обувь ортопедическая ручного изготовления

ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок



Артикул: **2137**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 15 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. кожа

Способ фиксации на стопе: шнурки+“велькро”

Размерный ряд: 36-41

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- широкая
- (по модели)
- хирургическая



Обувь ортопедическая ручного изготовления



ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок

Артикул: **21189**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 13 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: байка, нат. мех

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Размерный ряд: 33-39

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной
- хирургическая



Обувь ортопедическая ручного изготовления

ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок



Артикул: **2130**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 12 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: велькро

Способ фиксации на стопе: шнурки, 2 молнии

Размерный ряд: 33-39

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной



Обувь ортопедическая ручного изготовления



ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок

Артикул: **2159**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 12 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. мех

Способ фиксации на стопе: "велькро"

Размерный ряд: 23-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной
- хирургическая



Обувь ортопедическая ручного изготовления

ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок



Артикул: **2140**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 15 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: байка/ нат. мех

Способ фиксации на стопе: шнурки

Подошва: ТЭП 32-38

микропористая резина 31-40

Раскрываемость:

- широкая
(по модели)
- хирургическая



Обувь ортопедическая ручного изготовления



ДЦП, плоско-вальгусная, эквино-варусная, поло-варусная стопы, спастический паралич, отвисание стопы, укорочение нижней конечности с высокой жесткой поддержкой, сложно-деформированные стопы, гипсовый слепок



Артикул: **21113**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 13 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: нат. мех/байка/нат. ко.

Способ фиксации на стопе: шнурки+2 мол

Размерный ряд: 23-32

Подошва: ТЭП/микропористая резина

Раскрываемость:

- стандартная (по модели)
- широкая
- шире обычной
- хирургическая





Артикул: **61140**

Вид обуви: ботинки

Высота обуви: 15 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: текстиль

Способ фиксации на стопе: шнурки+“велькро”

Размерный ряд: 36-42

Подошва: ТЭП

Раскрываемость:

- сзади
- (по модели)



Артикул: **61141**

Вид обуви: полуботинки

Высота обуви: 8 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: текстиль

Способ фиксации на стопе: шнурки+“велькро”

Размерный ряд: 36-42

Подошва: ТЭП

Раскрываемо

- сзади
- (по модели)



Артикул: **61142**

Вид обуви: полуботинки

Высота обуви: 7 см

Материал верха: нат. кожа

Материал подкладки: текстиль

Способ фиксации на стопе: велькро

Размерный ряд: 23-32


Подошва: ТЭП

Раскрываемость:



- сзади
(по модели)



Правила снятия мерок



Поставьте ногу в тонком носке на лист бумаги, расположенный на ровной поверхности, и обведите стопу по контуру. Карандаш при этом следует держать перпендикулярно плоскости бумаги. Рис 2.



1. Обхват в пучках. Измерение обхвата в пучках производят вокруг стопы в самом широком месте, у основания пальцев. Рис 1.

2. Обхват подъема (прямой взъем). Измерение обхвата в прямом взъеме производят вокруг стопы через вершину продольного свода (середина геленочной части) и точку подъема. Рис 1.

3. Косой обхват (косой взъем). Измерение обхвата косого взъема производят через выпуклую часть пятки и через выступающую точку таранной кости. Рис. 1

4. Обхват лодыжки. Измерение обхвата лодыжки производится по выступающим косточкам. Рис. 1

5. Обхват в самой узкой точке лодыжки производится параллельно опорной поверхности.

И т.д. через каждые 2см. до конечной высоты обуви. Рис.1

Обязательно ставить риски на абрисе стопы в мерках обхвата пучков и обхвата подъема. Рис.2



109316, г.Москва, Волгоградский пр-кт,
дом 42, корп. 5, оф. 1

Контактный телефон:

8 (495) 2 5555 24 доб. 205

8 (495) 2 5555 24 доб. 226

8 (495) 951 65 63 Б.Ордынка 13/9

www.orthomoda.ru

-  www.vk.com/orthomoda
-  www.facebook.com/VolkovaGala
-  www.instagram.com/orthomoda
-  www.youtube.com/TheOrthomoda